



MANUAL
**KALIBRATIEPROCEDURE
VOOR MEDICIJNMENGER**

Kalibratieprocedure

Naam: -----

Datum: -----

Doseertoestel nummer: -----

Kalibratie voor product: -----

Aanvoerleiding: ----- kg/ minuut

1.

vult het toestel met het product

2.

zet het toestel op stand "1"

3.

Laat het toestel 1 minuut draaien en vangt het product op

U weegt het product :gram

Deze procedure herhaalt u voor stand 1 tem stand 10

Stand	Aantal gram na 1 minuut
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Deze procedure moet jaarlijks herhaald worden.

Indien iets niet duidelijk is, kan u ons altijd contacteren.

